

Artikelbewertung ASPIRIN 500 mg überzogene Tabletten (PZN:10203626)

Blister-Consult, , 32457

06.02.2024-12:57

Harald Puse

erzeugt auf <https://ptapp-1008.ptcloud.de> (Testsystem: Prüfbericht darf nicht verwendet werden)

Stammdaten			
⁽²⁶⁾ Bezeichnung	ASPIRIN 500MG UEBERZ TABL	⁽²⁸⁾ Arzneiform	UTA
⁽²⁹⁾ Hersteller	Bayer Vital GmbH Geschäftsbereich Selbstmedikation	⁽²⁷⁾ M2-Nummer	3347131700
⁽³⁰⁾ ATC-Code	N02BA01	⁽³³⁾ Gewicht[mg]	672,0000
⁽¹⁰⁾ Länge[mm]	12,0000	⁽¹¹⁾ Breite[mm]	12,0000
⁽¹²⁾ Höhe[mm]	5,2000		

Wirkstoff			
⁽¹⁰⁰¹⁾ Wirkstoff	Acetylsalicylsäure (ASS)(104201)	⁽¹⁰⁰²⁾ Wirkstoffmenge[mg]	500,0000
⁽¹⁰⁰³⁾ NHD[mg]	25,0000 PZN: 11193686	⁽¹⁰⁰⁴⁾ relevant für RPZ	Ja

Physikalische Eigenschaften			
⁽³⁵⁾ Bruchfestigkeit Start[N]	16	⁽³⁶⁾ Bruchfestigkeit 14Tage[N]	16
⁽³⁷⁾ Bruchfestigkeit 28Tage[N]	16	⁽⁴²⁾ Bruchfestigkeit 42Tage[N]	
⁽⁴⁴⁾ Bruchfestigkeit 56Tage[N]		⁽⁴⁵⁾ Bruchfestigkeit 70Tage[N]	
⁽³⁸⁾ Abrieb[%]	1,0000		

Parameter			
⁽⁵¹⁵⁾ Maschinelle Verblisterung	Ja	⁽⁵¹⁸⁾ Freigabe erforderlich	Ja
⁽⁵⁰⁵⁾ Temperatur Min	15	⁽⁵⁰⁶⁾ Temperatur Max	25
⁽⁵⁰³⁾ Hochwirksame Wirkstoffe	A03B A03CB A03DB A07EA A14A C01A C01EA C02AA C02LA C04AE C04AG C06AA G01B G02AB G02AC G02AD G02CB G03 H J01 J02 J04 J05 L M01BA N02AA N02AX N02CA N02CB N07BC R03CA R05DA R05FA R05G	⁽⁵⁰¹⁾ ATC Ausschluss	J01C J01D J01G J01F0A1 J01XE L01A
⁽⁵¹⁶⁾ ATC Ausnahme		⁽⁵⁰²⁾ Zulässige Arzneiform	DRA DRM FDA FRM FTA GLO HPI KAP KDA KMR KTA LTA LUP LUT MTA PAS RED REK RET RKA TAB TKA TMR RUT FMR HKP HVW KMP WKA TSD HKM TVW RMS TLE TSE UTA
⁽⁵¹²⁾ Arzneiform (Maschine)	DRA DRM FDA KAP KDA KMR KTA LTA MTA PAS RED REK RET RKA TAB TMR HKP KMP WKA HKM TLE TSE	⁽⁵¹³⁾ Unit Dose Arzneiform	KDA KGU KTA LUT TRT TSE
⁽⁵¹⁴⁾ Geschützte Arzneiform	DKA DRA DRM FDA FRM FTA HKM HKP HVW KAP KDA KGU KMP KMR LTA RED REK RUT TMR TVW UTA WKA WKM	⁽⁵⁰⁴⁾ BTM Verblisterung	Nein

⁽⁵¹¹⁾ Bruchgrenze [N]	15	⁽⁵¹⁷⁾ Automat-Unten [N]	10
⁽⁵⁰⁸⁾ Maximale Länge [mm]	33	⁽⁵⁰⁷⁾ Maximale Breite [mm]	18
⁽⁵⁰⁹⁾ maximale RPZ	200	⁽⁵¹⁰⁾ RPZ Faktor	5,0000

Ergebnis			
Blisterbar (manuell)	Ja Arzneiform zulässig; nicht feuchteempfindlich; kein BTM-Artikel; geforderte Lagertemperatur erfüllt; ATC-Code nicht auf der Ausschluss-Liste; Größe innerhalb der zulässigen Grenzen; Acetylsalicylsäure (ASS)(104201):RPZ wird nicht geprüft, da geschützte Arzneiform	Blisterbar (maschinell)	Nein Arzneiform nicht für maschinelle Verblisterung geeignet
Risikoprioritätszahl (RPZ)	2976	Nur Einzel (Unit Dose)	Keine Angabe
Vorentblisterung	Nein	Lichtempfindlich	Nein
Feuchteempfindlich	Nein	Tage haltbar	Keine Angabe
Tage haltbar Dose	Keine Angabe	⁽⁴⁹⁾ Freigabe erteilt	
⁽²¹⁾ Vollständig für STS	Ja	⁽²⁰⁰⁾ Vollständig für Maschine	Ja

Quellenangabe

(10)	27.02.2023	XTBlister01	(11)	27.02.2023	XTBlister01
(12)	28.02.2023	Abda-Datenbank	(21)	27.02.2023	XTBlister01
(26)	06.02.2024	Abda-Datenbank	(27)	06.02.2024	Abda-Datenbank
(28)	06.02.2024	Abda-Datenbank	(29)	06.02.2024	Abda-Datenbank
(30)	06.02.2024	Abda-Datenbank	(33)	27.02.2023	XTBlister01
(35)	27.02.2023	XTBlister01	(36)	27.02.2023	XTBlister01
(37)	27.02.2023	XTBlister01	(38)	27.02.2023	XTBlister01
(200)	27.02.2023	XTBlister01	(501)	06.02.2024	Standard-Einstellung
(502)	06.02.2024	Standard-Einstellung	(503)	06.02.2024	Standard-Einstellung
(504)	29.11.2022	Harald Puse	(505)	06.02.2024	Standard-Einstellung
(506)	06.02.2024	Standard-Einstellung	(507)	06.02.2024	Standard-Einstellung
(508)	06.02.2024	Standard-Einstellung	(509)	29.11.2022	Harald Puse
(510)	06.02.2024	Standard-Einstellung	(511)	06.02.2024	Standard-Einstellung
(512)	06.02.2024	Standard-Einstellung	(513)	06.02.2024	Standard-Einstellung
(514)	06.02.2024	Standard-Einstellung	(515)	29.11.2022	Harald Puse
(517)	29.11.2022	Harald Puse	(518)	29.11.2022	Harald Puse
(1001)	28.02.2023	Abda-Datenbank	(1002)	27.02.2023	XTBlister01
(1003)	27.02.2023	XTBlister01	(1004)	27.02.2023	XTBlister01

Harald Puse
XTBlister01

h.puse@blister-consult.de
test10@ptcloud.de